






Ficha Técnica











prevemaX



MASCARA POLIPROPILENO RETANGULAR TRIPLA COM ELASTICO CLIP NASAL BRANCA

Especificações do produto

	Código
101001 010010	RDES00140
CA	Certificado de Aprovação / Laudo
	Não se aplica.
	Composição
	Polipropileno.
	Variações Toleráveis
	Gramatura +/- 10 %, tamanho +/- 1cm.
	Cor
	Branco.
	Validade
	3 anos após Fáb.

	Tipo de Embalagem Interna
	Pacote
	Quantidade Embalagem Interna
	20 PACOTES C/50 UNDS
	Tamanho Embalagem Interna
	LxAxP: 22,00 x 4,00 x 11,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	0,11 KG
	Código de Barras Interno
	7898384436422
	Tipo de Embalagem Externa
	Pacote
	Quantidade Embalagem Externa
	1000 UNIDADE(S)
	Tamanho Embalagem Externa
	LxAxP: 36,00 x 11,00 x 44,00 cm
	Peso Embalagem Externa
	2,33 KG
	Código de Barras Externo
	17898384436429
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
	63079010

Recomendado para

Laboratórios / Farmácias / Indústrias químicas / Hospitais / Clínicas / Frigoríficos / Laticínios / Indústrias alimentícias / Hotéis / Food service.

Vantagens e Benefícios

Praticidade;
Descartável;
Hipoalergênica;
Atóxica.

Indicado para

Servir de barreira física à propagação de micro-organismos. Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

Restrições do Produto

Produto de uso único. Proibido reprocessar. Produto não indicado contra patologias transmitidas por aerossóis (exemplo: Herpes Zoster, Sarampo, Tuberculose Pulmonar e Laríngea, Varicela), pois independente de sua capacidade de filtração nesses tipos de máscaras a vedação não é a mais adequada considerando patologias dessa dimensão.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

Código Anvisa: 80491190001

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na resolução Res. GMC nº03/92, 27/99 e 31/99.

Conservação / Higienização / Durabilidade

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material. Se a integridade das máscaras estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), elas devem ser trocadas imediatamente.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-as em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.