






Ficha Técnica











prevemaX



PROTETOR DE BARBA BRANCO POLIPROPILENO DESCARTAVEL

Especificações do produto

	Código
101001 010010	RDES00256
CA	Certificado de Aprovação / Laudo
	Não se aplica.
	Composição
	Polipropileno.
	Variações Toleráveis
	Gramatura +/- 10 %, tamanho +/- 1cm.
	Cor
	Branco.
	Validade
	3 anos após Fab.

	Tipo de Embalagem Interna
	Pacote
	Quantidade Embalagem Interna
	10 PACOTES C/100 UNDS
	Tamanho Embalagem Interna
	LxAxP: 6,00 x 19,00 x 30,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	0,20 KG
	Código de Barras Interno
	7898384432493
	Tipo de Embalagem Externa
	Pacote
	Quantidade Embalagem Externa
	1000 UNIDADE(S)
	Tamanho Embalagem Externa
	LxAxP: 40,00 x 25,00 x 33,00 cm
	Peso Embalagem Externa
	2,10 KG
	Código de Barras Externo
	17898384432490
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
	63079010

Recomendado para

Laboratórios / Farmácias / Indústrias químicas / Hospitais / Clínicas / Frigoríficos / Laticínios / Indústrias alimentícias / Hotéis / Food service.

Vantagens e Benefícios

Praticidade;
Descartável;
Hipoalergênica;
Atóxica.

Indicado para

Proteção de barba.

Restrições do Produto

Produto de uso único. Proibido reprocessar. Produto não indicado contra patologias transmitidas por aerossóis (exemplo: Herpes Zoster, Sarampo, Tuberculose Pulmonar e Laríngea, Varicela), pois a proteção deste tipo de protetor é física, no caso de proteção para patologias dessa magnitude não é ideal porque leva em conta a sua capacidade de filtração.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

Código Anvisa: 81605660004

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na Res. GMC. nº 03/92, 27/99 e 31/99.

Conservação / Higienização / Durabilidade

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material. Se a integridade dos protetores estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), eles devem ser trocados imediatamente.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.